



■ Présentation du spectrophotomètre de laboratoire DR4900

Une précision sans faille pour votre laboratoire



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Simplifiez le flux de travail de votre laboratoire, réduisez les erreurs et restez conforme en toute confiance. Conçu pour les professionnels de laboratoire exigeant précision et efficacité, ce spectrophotomètre de paillasse nouvelle génération améliore le DR3900 reconnu en offrant une convivialité maximale et un temps perdu minimal.

Fort de plusieurs décennies d'expertise et d'assistance, le nouveau DR4900 de Hach® est conçu pour répondre aux exigences évolutives de l'analyse de l'eau. Retrouvez tout ce que les utilisateurs apprécient dans les spectrophotomètres Hach existants - repensé et perfectionné pour les flux de travail les plus exigeants d'aujourd'hui.



Technologie éprouvée, interface moderne

Le spectrophotomètre DR4900 conserve le cœur fiable du DR3900, désormais enrichi d'un écran 10" et d'une interface utilisateur moderne qui réduit le temps de formation et accélère vos flux de travail quotidiens.

C'est la performance familière que les professionnels de laboratoire connaissent et apprécient – élevée au niveau des exigences d'aujourd'hui.

Garantir des résultats fiables grâce à des fonctionnalités de diagnostic inégalées

Les contrôles de température et de turbidité permettent d'éviter les erreurs courantes lors des analyses, réduisant ainsi les reprises et garantissant une exactitude constante.

Une solution qui protège à la fois vos flux de travail et votre conformité réglementaire.

Avec les tests en cuve LCK, le DR4900 contrôle automatiquement la température et la turbidité de votre test, vous alertant en cas de valeurs hors plage.

Une garantie supplémentaire pour des résultats précis à chaque mesure.

Une confiance totale, du début à la fin

Les utilisateurs du DR4900 bénéficient d'une expertise globale couvrant instruments, réactifs et services. Vous obtenez ainsi des résolutions plus rapides, des analyses plus approfondies et des résultats cohérents, le tout avec un partenaire unique.



Principaux avantages :

- 1. Interface moderne à écran tactile**
 Naviguez en toute simplicité grâce à un écran 10" haute définition et une interface modernisée. Son design intuitif réduit le temps de formation et accélère vos processus quotidiens, pour une efficacité maximale dès la première utilisation.
- 2. Intelligence diagnostique intégrée**
 Les nouveaux contrôles de température et de turbidité vous garantissent une précision optimale à chaque résultat – améliorant à la fois votre efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.
- 3. Réduire les erreurs et accroître la confiance**
 Dix mesures sur des flacons munis d'un code-barres pour être sûr de ne pas se tromper à chaque fois et éviter les erreurs qui ont un impact sur les résultats.
- 4. Rapide et précis**
 Plus de 220 méthodes préprogrammées avec reconnaissance facile des réactifs.
- 5. Procédures guidées**
 Des guides étape par étape garantissent des résultats constants.
- 6. Compartiment amovible des cellules d'échantillonnage pour un nettoyage facile**
 Le nettoyage et l'entretien du compartiment de la cellule d'échantillonnage sont plus faciles, ce qui simplifie l'entretien de l'instrument DR4900 en cas de déversement.
- 7. Identification facile des flacons**
 Un code-barres 2D sur le test en cuve flacon LCK est automatiquement lu par le spectrophotomètre Hach DR pour identifier la méthode appropriée et effectuer la mesure.

Grâce à l'assistance Hach, vous disposez d'un partenaire mondial qui comprend vos besoins et s'engage à fournir un service rapide et fiable. Nos équipes Support Technique, Service sur site et Service central travaillent ensemble avec une expertise unique pour vous aider à optimiser le temps de fonctionnement de vos instruments, à garantir l'intégrité de vos données, à maintenir la stabilité opérationnelle et à réduire les risques de non-conformité.

