



Be Right™



## Solution de nettoyage des électrodes, RENOVO.N, pour échantillons d'eau pure, 250 mL

Réf. produit:

S16M001

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Solution de nettoyage des électrodes pour nettoyage régulier des éléments de détection du pH. Pratique pour nettoyer délicatement l'élément de détection du pH après utilisation dans des échantillons d'eau pure. Flaçon de 250 mL.

### Caractéristiques

Description:	Après avoir effectué des mesures dans des solutions aqueuses, il suffit de nettoyer avec une solution douce telle que RENOVO.N.
Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Intervalle d'entretien:	18 mois à partir de la date de production
Paramètres:	Solution de nettoyage
Solution Type:	Nettoyage
Volume / taille du carton:	250 mL