



Be Right™



Kit de réactifs pour le mercure à vapeur froide Kit de réactifs pour le mercure, 0,1-2,5 µg/l Hg

Réf. produit: 2658300
EUR Prix: Nous contacter
Demandez un délai de livraison

Dangereux



Pour la détermination du mercure, méthode à la vapeur froide.

Pour la détermination du mercure par la méthode de concentration du mercure utilisant la vapeur froide. Méthode Hach 10065. Plage de mesure : 0,1-2,5 µg/L Hg. Cette méthode requiert un ensemble d'appareils à vapeur froide pour le mercure et d'autres accessoires. Le kit de réactifs inclut des consommables pour 25 tests.

Caractéristiques

Instrument:	Tous sauf DR/3000, DR/2000, DR/800, PC II
Nom de la méthode:	Concentration à la vapeur froide.
Nombre de tests:	25
Numéro de méthode:	10065
Paramètres:	Mercure
Plage de mesure:	0,1 - 2,5 µg/L Hg