



Be Right™



Kit d'appareils, mercure à la vapeur froide

Réf. produit: 2674400
EUR Prix: Nous contacter
Demander un délai de livraison

Accessoire requis pour la détermination du mercure avec un kit de réactifs pour le mercure.

Pour la détermination du mercure par la méthode de concentration du mercure utilisant la vapeur froide. Méthode Hach 10065. Plage de mesure : 0,1-2,5 µg/L Hg. Cette méthode requiert des réactifs de mercure à la vapeur froide et d'autres accessoires.

Caractéristiques

Nom de la méthode: Concentration à la vapeur froide.