



Be Right™



## Sachets de poudre de périodate de sodium pour le manganèse, 25 mL, paquet de 100

Réf. produit:

98499

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Demander un délai de livraison



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination du manganèse, méthode au périodate à froid et titrage du fer. Pour échantillon de 25 ml.

Pour la détermination du manganèse avec la méthode de l'oxydation du périodate Approuvé par l'EPA pour les rapports d'analyses des eaux usées (phase de digestion requise). Méthode Hach 8034. Taille d'échantillon : 25 mL Paquet de 100 sachets de poudre.

### Caractéristiques

Nom de la méthode:	Oxydation du périodate
Nombre de tests:	100
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /pk