



Be Right™



Réactif Cyanure 4 en sachet de poudre pour des échantillons de 10 mL par paquets de 100 sachets

Réf. produit:

2106969

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en sachet de poudre avec emballage scellé pour la détermination du Cyanure. Méthode Pyridine Pyrazone pour des échantillons de 10 ml.

Pour la détermination du cyanure par la méthode de pyridine-pyrazolone. Pour les instruments nécessitant un échantillon de 10 ml.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Pyridine-Pyrazalone
Nombre de tests:	100
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /pk