



Be Right™



## Sachets de poudre pour tampon, pH 4,01, code couleur rouge, paquet de 50

Réf. produit:

2226966

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



### Solutions étalons tampons de pH pour les analyses en laboratoire et sur site

Sachets de poudre pour tampon pH pour l'étalonnage des électrodes de pH. Chaque sachet de poudre permet de préparer une solution tampon fraîche de 50 mL. Code couleur pour une identification facile (rouge). pH 4,01  $\pm$ 0,02 à 25 °C. Paquet de 50 sachets de poudre

#### Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

En laboratoire ou sur site, il est indispensable que les résultats de mesure soient toujours fiables. Il est essentiel que les solutions tampons de pH étalons utilisées soient de qualité.

#### Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises consiste à utiliser des électrodes de pH bien entretenues et bien étalonnées.

#### Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

---

### Caractéristiques

Code couleur:	Oui
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
Description:	Réactif d'étalonnage du tampon pH
Intervalle d'entretien:	24 mois
Notes spéciales:	Jetez la solution préparée après usage
Propriétés du contenant :	Sachets de poudre
Traçable NIST:	Oui
Valeurs pH:	pH 4,01 $\pm$ 0,02 à 25 °C
Volume / taille du carton:	50 pièces