



Be Right™



Tampon de pH à usage unique Singlet, pH de 4,01, paquet de 20

Réf. produit:

2770020

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Packs de solutions Singlet

Solution étalon tampon de pH pour l'étalonnage des électrodes de pH. Poches hermétiques en aluminium de tampons de pH. pH $\pm 0,02$ à 25 °C. Paquet de 20 avec pH de 4,01, récipients de 20 mL chacun

Idéale pour les analyses sur site

Les étuis scellés sont faciles à transporter et évitent tout risque de fuite.

Facile à utiliser

Ouvrez simplement l'étui et insérez l'électrode.

Toujours frais et fiable

Les poches en aluminium empêchent toute contamination et exposition à l'air.

Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises consiste à utiliser des électrodes de pH bien entretenues et bien étalonnées.

Caractéristiques

Code couleur:	Oui
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
Description:	Réactif d'étalonnage du tampon pH
Intervalle d'entretien:	24 mois
Notes spéciales:	Jetez la solution après usage
Propriétés du contenant :	Singlet
Traçable NIST:	Oui
Valeurs pH:	pH 4,01 $\pm 0,02$ à 25 °C
Volume / taille du carton:	20 pièces