



Be Right™



## Solution étalon de nitrate, 10 mg/L, 500 mL

Réf. produit: 30749  
EUR Prix: Nous contacter  
Disponible

### Solutions étalon pour électrode sélective d'ions (ISE) pour les analyses de laboratoire

Solution étalon pour ISE. Nitrate, 10,0 mg/L  $\pm 0,1$  mg/L NO<sub>3</sub>-N (NIST). Flacon de 500 mL

#### Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

Il est essentiel de pouvoir accorder une confiance aveugle à vos mesures. Par conséquent, la qualité des solutions étalon utilisées joue un rôle majeur.

#### Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises avec l'ISE consiste à utiliser une électrode sélective d'ions bien entretenue et bien étalonnée.

#### Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

---

### Caractéristiques

Concentration:	10 mg/L $\pm 0,1$ mg/L NO <sub>3</sub> -N
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
Intervalle d'entretien:	5 ans
Notes spéciales:	Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stockage et d'emploi: 3 mois
Paramètres:	Nitrate
Plateforme:	Solution
Propriétés du contenant :	Flacon
Volume / taille du carton:	500 mL