



Be Right™



Solution tampon, pH de 7,00, cert., 250 ml

Réf. produit: LZW9464.97

ARTICLE OBSOLETE
Cet article n'est plus disponible.

Remplacements suggérés:

- LZW9464.98

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Solution tampon de pH de 7,00 avec certificat d'analyse, flacon de 250 ml, étiquette jaune

Solution étalon de tampon de pH avec certificat d'analyse, solution de pH 7,00. Flacon de 250 ml.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Caractéristiques

Code couleur:	Non
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protect from light)
Description:	pH Buffer Calibration reagent
Intervalle d'entretien:	24 months
Notes spéciales:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Propriétés du contenant :	Bottle
Traçable NIST:	Oui
Valeurs pH:	7.00
Volume / taille du carton:	250 mL