



Be Right™



Solution tampon, pH 9,23, 500 mL

Réf. produit: S11M011
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

High-quality, precision standards traceable to NIST

Solution étalon tampon de pH pour l'étalonnage des électrodes de pH avec certificat d'analyse*. Tampon de pH incolore, pH 9,23±0,02 avec solution à 25±0,1°C. Flacon de 500 mL

*Téléchargeable à l'adresse <https://fr.hach.com/coa> à l'aide du Numéro de produit et du Numéro de lot.

Caractéristiques

Code couleur:	Non
Conditions de stockage:	10±0,5°C (protection contre la lumière)
Description:	Réactif d'étalonnage du tampon pH
Intervalle d'entretien:	18 mois
Notes spéciales:	Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stockage et d'emploi: 3 mois
Propriétés du contenant :	Flacon
Traçable NIST:	Oui
Valeurs pH:	pH 9,23±0,02 à 25±0,1°C
Volume / taille du carton:	500 mL