



Be Right™



## Solution étalon d'ammoniac, 1 mg/L, 500 mL

Réf. produit: 189149  
EUR Prix: Nous contacter  
Disponible

### Solutions étalon pour électrode sélective d'ions (ISE) pour les analyses de laboratoire

Solution étalon pour ISE. Ammoniac, 1,00 mg/L  $\pm$ 0,03 mg/L NH<sub>3</sub>-N (NIST). Flacon de 500 mL

#### Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

Il est essentiel de pouvoir accorder une confiance aveugle à vos mesures. Par conséquent, la qualité des solutions étalon utilisées joue un rôle majeur.

#### Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises avec l'ISE consiste à utiliser une électrode sélective d'ions bien entretenue et bien étalonnée.

#### Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

---

### Caractéristiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Concentration:             | 1,00 mg/L $\pm$ 0,03 mg/L NH <sub>3</sub> -N (NIST)   |
| Conditions de stockage:    | 10 - 25 °C (protection contre la lumière)   |
| Intervalle d'entretien:    | 5 ans   |
| Notes spéciales:           | Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stockage et d'emploi : 3 mois |
| Paramètres:                | Ammonium  |
| Plateforme:                | Solution  |
| Propriétés du contenant :  | Flacon  |
| Volume / taille du carton: | 500 mL  |