



Be Right™



Solution étalon d'ammoniac, 10 mg/L, 500 mL

Réf. produit: 15349
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Solutions étalon pour électrode sélective d'ions (ISE) pour les analyses de laboratoire

Solution étalon pour ISE. Ammoniac, 10,0 mg/L $\pm 0,5$ mg/L NH₃-N (NIST). Flacon de 500 mL

Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

Il est essentiel de pouvoir accorder une confiance aveugle à vos mesures. Par conséquent, la qualité des solutions étalon utilisées joue un rôle majeur.

Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises avec l'ISE consiste à utiliser une électrode sélective d'ions bien entretenue et bien étalonnée.

Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

Caractéristiques

Concentration:	0,00435 mol/L \pm 0,00003 mol/L Na ⁺
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
Description:	Solution étalon d'azote ammoniacal, 10 mg/l NH ₃ -N, 500 ml
Intervalle d'entretien:	5 ans
Notes spéciales:	Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stockage et d'emploi : 3 mois
Paramètres:	Ammonium
Plateforme:	Solution
Propriétés du contenant :	Flacon
Volume / taille du carton:	500 mL