



Be Right™



QUANTAB Bandelettes de test pour le chlorure, plage basse, 30-600 mg/l, 40 pièces

Réf. produit: 2744940
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Idéal pour obtenir des résultats chiffrés et rapides, trempez simplement la bandelette dans l'échantillon et comparez la longueur du changement de couleur avec le barème imprimé.

Caractéristiques

Modèle de kit de test:	QuanTab® **
Nom de la méthode:	Bandelette de titrage
Nombre de tests:	40
Note de pied de page:	* mg/l, sauf indication contraire ; ppb = µg/l ; ppm = mg/l ; gpg = grains per gallon ; 1 gpg = 17,1 mg/l ou 17,1 ppm.
Paramètres:	Chlorure - As Cl ⁻
Plage de mesure:	30 - 600 Cl ⁻ mg/L
Plateforme:	Test Strip
Poids de livraison:	0.2
Unités:	40 tests