



Be Right™



## Bandelette de test, fer, paquet de 25

Réf. produit:

2745325

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Dans le cadre de la distribution domestique d'eau, le fer peut avoir un impact économique particulièrement négatif en tachant les tissus et les éléments en porcelaine, et en altérant le goût des boissons. Dans le cadre de la distribution d'eau pour la production commerciale de boissons, des niveaux faibles de fer s'avèrent critiques. Les bandelettes de test Hach constituent la méthode la plus répandue pour la détermination de concentrations de fer de plage basse à moyenne. Sur le terrain, les techniciens peuvent tester de nombreux échantillons en seulement quelques minutes et réaliser ainsi des évaluations sur site immédiates. Aucune mesure, installation, nettoyage ou manipulation de produits chimiques n'est nécessaire. Les bandelettes de test Hach sont également utilisées dans les laboratoires du monde entier pour effectuer des analyses rapides avant les tests et détecter ainsi la présence de matières pouvant interférer avec leur bon déroulement. Contient 25 tests.

**Facile à utiliser, jetable et très abordable**

**Un moyen idéal pour obtenir des résultats chiffrés et rapides sur le terrain ou en laboratoire**

### Caractéristiques

Modèle de kit de test:

Bandelettes de test

Note de pied de page:

\* mg/l, sauf indication contraire ; ppb =  $\mu\text{g/l}$  ; ppm = mg/l ; gpg = grains per gallon ; 1 gpg = 17,1 mg/l ou 17,1 ppm.

Paramètres:

Fer, plage moyenne - Selon la teneur en Fe\*\*

Plage de mesure:

0 - 5 ppm Fe

Plateforme:

Test Strip

Plus petites incréments:

Incréments : 0/0,15/0,3/

0,6/1/2/5 ppm

Unités:

25 tests