



Be Right™



Incubateur, DBO, compact, modèle 205, 220/240 V.a.c.

Réf. produit: 2616202

ARTICLE OBSOLETE
Cet article n'est plus disponible.

Remplacements suggérés:

- LZQ080

L'incubateur DBO modèle 205 compact de Hach dépasse les critères d'incubation pour les analyses de demande biochimique en oxygène (DBO) et s'adapte facilement sous les paillasse de laboratoire standard. Affichage numérique des températures avec un voyant d'avertissement de limite élevée. Capacité : 59 bouteilles DBO standard de 300 mL ou un BODTrak. Dimensions internes : 75 x 40,5 x 39,3 cm (H x L x P). Dimensions externes : 96,5 x 47 x 48,2 cm (H x L x P). Plage de températures : 5 - 45 °C (précision : $\pm 0,5$ °C @ 20 °C)

Caractéristiques

Capacité:	59 flacons DBO
Caractéristiques électriques:	220 V.a.c., 50/60 Hz
Dimensions (H x L x P):	965.2 mm x 469.9 mm x 482.6 mm
Langues de la notice:	English
Numéro de méthode:	8043
Plage de température:	5 - 45 °C
Poids:	Poids d'expédition de 86,2 kg Poids net de 27,67 kg
Précision:	$\pm 0,5$ °C à une uniformité de température de 20 °C
Volume / taille du carton:	1 each

Contenu de la boîte

Incubateur et 2 étagères