



**Be Right™**



## **Tube, culture, w/ screw cap, 25 x 150 mm, 10/pk**

**Réf. produit:** 2096250  
**EUR Prix:** Nous contacter  
**Demander un délai de livraison**

### **Vials, Tubes, Bottles & Racks**

Le bouchon a un contour en caoutchouc étanche, fournissant une étanchéité élevée de la surface.

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

---

### **Caractéristiques**

Capacité:	Capacity to Neck 50 mL
Diamètre:	25 mm
Longueur:	150 mm
Volume / taille du carton:	10 /Pqt