



**Be Right™**



## **Tube de dilution UltraLute 9 mL, 50/portoir**

**Réf. produit:** ULU-9ML-50R

EUR Prix: Nous contacter

Livraison en 2 semaines

L'UltraLute est un tampon de dilution conçu pour diluer les extraits d'ATP avant le dosage, ainsi que l'échantillon avant dilution dans des matrices difficiles telles que les liquides hautement visqueux.

**Tampon de dilution pour les extraits d'ATP avant le dosage**

**Il prédilue les échantillons dans les matrices difficiles**