



**Be Right™**



## **Tube stabilisateur LumiSolve, 10 mL, 50/portoir**

**Réf. produit:** LS-10ML-50R

EUR Prix: Nous contacter

Livraison en 2 semaines

Le tube stabilisateur LumiSolve, 10 mL, 50/portoir, est un tampon de stabilisation général utilisé lors de la mesure de l'ATP extracellulaire dissous.

### **Il stabilise les échantillons lors du test ATP**

Tampon de stabilisation général utilisé pour la mesure de l'ATP dissous ou extracellulaire