



Be Right™



## Manchon à souder DN100 pour TSS SC Triclamp

Réf. produit:

LZU302.99.00030

**ARTICLE OBSOLETE**

Cet article n'est plus disponible.

---

### Caractéristiques

Diamètre:	53 mm
Instrument:	Toutes sondes TSS sc TRICLAMP (Sauf EX1, XL, Totane et VARI
Langues de la notice:	Feuille d'instructions par illustrations
Longueur:	233 mm
Matériel:	Acier inox 1,4303
Poids:	Pièce à souder uniquement: environ 0,5 kg