



**Be Right™**



## **Kit de maintenance pour analyseur de chlore &nbsp;Cl17 (tubes préassemblés)**

**Réf. produit:**

**5444301**

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible

Kit de maintenance (instruments achetés après mars &nbsp;2000). Les tubes de réactifs préassemblés, les bouchons et les raccords doivent être remplacés tous les ans. Le tube de la pompe doit être remplacé tous les trois à six mois.

REMARQUE &nbsp;: pour les instruments achetés avant avril &nbsp;2000, commandez l'article PN &nbsp;4721600.