



**Be Right™**



## Module d'étalonnage/de vérification ICE-PIC 20 NTU

<b>Réf. produit:</b>	<b>5225000</b>
EUR Prix:	Nous contacter
Livraison en 2 semaines	

Vérifie l'étalonnage en moins d'une minute. Disponible en modules de 1 et de 20 NTU. Compatible avec les instruments 1720E, D et C. Le processus de vérification n'entraîne aucune perte du flux de l'échantillon. Aucune cellule d'échantillon à reconditionner après la vérification.

### **Gain de temps**

La vérification la plus rapide du marché, en moins d'une minute.

### **Facile à utiliser**

Compact et léger, prêt à l'emploi à tout moment.

### **Exactitude**

±10 % ou mieux, chaque appareil dispose d'un certificat d'exactitude.

### **Répétabilité**

Répétabilité exceptionnelle pour les suivis rigoureux.

### **Abordable**

Un investissement unique, sans consommables. Garanti 1 an.