



Be Right™



## Perçage du conditionnement et échantillonnage

Réf. produit: 29981  
EUR Prix: Nous contacter  
Demander un délai de livraison

Analyse de l'oxygène dans l'espace de tête pour fioles ou ampoules pharmaceutiques. L'appareil motorisé semi-automatique réduit les facteurs de variabilité liés à l'opérateur. Supports pour fiole et ampoules disponibles sur mesure. Utilisable avec 510.

**Analyse précise de l'oxygène en moins d'une minute**

**Systeme éprouvé**

**Volumes de l'espace de tête de 1 ml à peine**

---

### Caractéristiques

Alimentation (tension):	110 - 240 V CA
Plage de mesure:	0.05% - 21% volume O <sub>2</sub>
Précision:	± 1% of reading or ± 0.01% volume O <sub>2</sub> whichever is greater
Répétabilité:	r <sub>95</sub> = ± 0.08% O <sub>2</sub>