



**Be Right™**



## **Ensemble d'agitateur de rechange pour sonde LBOD101 IntelliCAL™**

**Réf. produit:** 5850800  
EUR Prix: Nous contacter  
Livraison en 2 semaines

Ensemble d'agitateur de rechange pour sonde LBOD101 IntelliCAL™. La sonde LBOD101 mesure l'oxygène dissous pour déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO) dans les flacons DBO pour les tests DBO5.

---

### **Caractéristiques**

Connecteurs: HQD specific