



Be Right™



Titramaster 85 Data Collector Logiciel

Réf. produit:

R31T015

ARTICLE OBSOLETE

Cet article n'est plus disponible.

Tous les laboratoires ont impérativement besoin de conserver un débit d'échantillonnage efficace tout en stockant les données en sécurité pour pouvoir y accéder ultérieurement. Avec le logiciel convivial TitraMaster 85, vous pouvez programmer les applications directement depuis l'ordinateur tout en traitant les données de pas moins de 7 postes de titrage ou analyseurs d'ions hautes performances.

TitraMaster 85 Data Collector est un programme informatique pour Windows® destiné à notre nouvelle gamme de gestionnaires de titrage. TitraMaster 85 enregistre automatiquement toutes les données recueillies auprès d'un maximum de 7 gestionnaires de titrage simplement connectés à votre PC