



Be Right™



## SAC850 Changeur d'échantillons, version standard avec câbles

Réf. produit: R41T043

**ARTICLE OBSOLETE**  
Cet article n'est plus disponible.

Changeur d'échantillons de base pour l'automatisation de petites séries d'échantillons, de plateaux d'échantillons à rayon simple de 24 unités maximum.

**Plateaux d'échantillons à rayon simple de 24 unités.**

**Position de rangement sur le plateau d'échantillons**

**Rinçage par trempage/conditionnement des électrodes réalisé sur 1 ou 2 positions dédiées du plateau d'échantillons**

---

### Caractéristiques

Dimensions (H x L x P):	711 mm x 580 mm x 686 mm
Longueur:	686 mm
Type:	Passeur d'échantillons

---

### Accessoires obligatoires

- Kit 36-positions, SAC9xx, 40-100ml, Kit 36 positions, SAC9xx, 40 à 100 mL, béchers PP (Item X91T085)