



Be Right™



SAM7 Porte-électrodes combiné avec agitateur magnétique

Réf. produit:

R21M130

ARTICLE OBSOLETE

Cet article n'est plus disponible.

Pour des conditions d'agitation totalement reproductibles, le support d'échantillons propose un mécanisme innovant pour maintenir les électrodes fermement en place : le concept de baïonnette. Des têtes et accessoires spéciaux permettent de placer correctement les électrodes en toute simplicité afin d'obtenir un positionnement identique, des résultats reproductibles et une manipulation sûre.