



Be Right™



C501X Câble SubD-9f/2 m/SubD-9f

Réf. produit:

A95X501

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible

Câble de connexion en série RS232, SubD-9

La cellule CCTO est un boîtier en verre pyrex conçu pour tester la corrosion sur de grands échantillons plats. La forme de la cellule, combinée à l'importante surface de l'électrode de travail et à la contre-électrode en acier inoxydable, est particulièrement avantageuse pour réaliser des tests en milieu de faible conductivité et/ou pour analyser des échantillons de résistance élevée. Le dispositif comprend une électrode de référence en calomel montée sur un capillaire Luggin réglable verticalement, conçu pour réduire la chute ohmique.