



Be Right™



## Titrateur numérique avec mallette en plastique

Réf. produit: 1690001  
EUR Prix: Nous contacter  
Disponible

### Manual Titrators

Titrateur numérique portable robuste pour des titrages rapides et précis. Haute résolution (125 µL/chiffre) et haute précision ( $\pm 1\%$ ). Manipulation facile. Applications pour plus de 40 paramètres avec cartouches interchangeables.

Comprenant mallette en plastique, manuel et accessoires.

**Des résultats précis, où et quand vous en avez besoin**

**Rapide et flexible**

**Polyvalent**

**Economique**

---

### Caractéristiques

Accessoires inclus:	Non
Inclus:	Digital Titrator only
Poids:	0,132 kg
Précision:	$\pm 1\%$ (l'incertitude des mesures s'élève à 1 chiffre, La plupart des échantillons nécessitent plus de 100 chiffres)

---

### Contenu de la boîte

Comprend une mallette rigide, un manuel et cinq tubes de transfert droits