



Be Right™



## TitraVer Cartouche titrateur numérique EDTA, 0,800 M

Réf. produit:

1439901

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Solution titrante prête à l'emploi pour l'analyse de la dureté totale, 100-4000 mg/L CaCO<sub>3</sub>.

### Caractéristiques

Nom de la méthode:	EDTA (CalVer® 2)
Nombre de tests:	40 - 100
Numéro de méthode:	8204
Paramètre:	Dureza, total, secuencial
Paramètres:	Dureté, Calcium et Totale
Plage de mesure:	100 - 4000 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Plateforme:	Titrateur digital
Titrant:	0.800 M EDTA