



Be Right™



Test Kit Chlore Libre

Réf. produit: 223102
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Measuring range 0.1 - 3.4 mg/L Cl₂

Caractéristiques

Alimentation:	NA
Échelle:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Modèle:	CN-66F
Modèle de kit de test:	CN-66F ²
Nom de la méthode:	Color disc/DPD
Nombre de tests:	100
Note de pied de page:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Paramètres:	Chlorine, low range - As free Cl ₂
Plage de mesure:	NA
Plateforme:	Disque de couleur
Poids de livraison:	1
Smallest increment:	0.2
Type de boîtier:	B