



Be Right™



Total chlorine test kit (colour disk)

Réf. produit: 1454202
EUR Prix: Nous contacter
Demander un délai de livraison

Colour comparison test for easy and low-cost determination of total chlorine. Measuring range 0.02-0.7 / 0-3.4 mg/L Cl₂.

Caractéristiques

Modèle de kit de test:	CN-70T
Nom de la méthode:	Colour disc/DPD
Nombre de tests:	100 Total
Paramètres:	Total chlorine, low range
Plage de mesure:	0,02 - 0,68 mg/L Cl ₂
Plateforme:	Disque de couleur
Poids de livraison:	2.5
Smallest increment:	0.02
	0.1
Type de boîtier:	D