



Be Right™



## Silica Test Kit, SI-7, 0.02-1.0 mg/L SiO<sub>2</sub>

**Réf. produit:** 2255000  
**EUR Prix:** Nous contacter  
**Demander un délai de livraison**

Simple, low-cost colour disc method for Silica determination.

---

### Caractéristiques

Alimentation:	NA
Échelle:	0 - 1 mg/L SiO <sub>2</sub>
Modèle:	SI-7
Modèle de kit de test:	SI-7
Nom de la méthode:	Colour disc/Heteropoly blue, amino acid
Nombre de tests:	100
Paramètres:	Silica
Plage de mesure:	NA
Plateforme:	Disque de couleur
Poids de livraison:	2.5
Smallest increment:	0.02
Type de boîtier:	D