



Be Right™



Alachlor in Water, Reagent Set

Réf. produit: 2813000

ARTICLE OBSOLETE
Cet article n'est plus disponible.

Caractéristiques

Instrument:	DR 6000, DR 3800, DR 2800, DR 2700, PC II
Nom de la méthode:	Immunoassay
Nombre de tests:	18
Numéro de méthode:	10202
Paramètres:	Alachlor
Plage de mesure:	0.1 , 0.5 ppb thresholds
Poids de livraison:	25
Type de boîtier:	Q