



Be Right™



## Bécher, polypropylène, forme basse, 50 mL, pack de 12

Réf. produit: 108071  
EUR Prix: Nous contacter  
Livraison en 2 semaines

Les béchers de Griffin (forme basse) de Nalgene sont une référence pour de très nombreuses applications en laboratoire. Graduations sérigraphiées haute qualité pour les tailles  $\geq$  à 250 ml. Un ressaut arrondi et un bec verseur moulé limitent les risques de déversement lors des transferts de liquides. Autoclavable, non toxique et biologiquement inerte. Les volumes et les graduations sont approximatifs.

---

### Caractéristiques

Capacité:	50 mL
Diamètre, extérieur:	51,1 mm avec bec verseur
Matériau:	Polypropylène
Matériel:	Polypropylene, Low Form,
Unités:	12 /pk