



Be Right™



## Cellule d'échantillon, 10 mm, rectangulaire, en verre, 2 pièces

**Réf. produit:** 2095100  
EUR Prix: Nous contacter  
Disponible

Cellule d'échantillon en verre, 1 cm, rectangulaire, trajet optique de 10 mm, paire appairée, avec capuchons.

---

### Caractéristiques

Longueur du chemin optique: 10 mm rectangulaire  
Matériel: Verre  
Volume / taille du carton: 2 pcs 3,5 ml, paire appairée, avec capuchons