



Be Right™



Porte-cuve multiple

Réf. produit:

A23618

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible

Accessoires pour spectrophotomètres/mesures spectrales de liquides. Le support est conçu pour des cuves rectangulaires de 10, 20 ou 50 mm, ou des cuves rondes et rectangulaires de 1 po.

Caractéristiques

Dimensions (H x L x P):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Matériel:	Novodur
Poids:	0,094 kg
Volume / taille du carton:	1 pcs