



Be Right™



Module cuve à circulation pour DR5000

Réf. produit: LZW479
EUR Prix: Nous contacter
Livraison en 1 semaine

Module cuve à circulation à système de flux manuel pour analyses en série comprenant des cuves de 1" et set de tuyaux flexibles

Caractéristiques

Gamme de longueur d'onde: 190 - 1100 nm
Inclus: Kit assemblage tuyaux, entonnoir, cellule à circulation
Poids: 1,24 kg
Rinsing volume: at least 20 mL pour trajet optique de 1 pouce