



Be Right™



## Module par aspiration DR 5000

Réf. produit: LZV485  
EUR Prix: Nous contacter  
Livraison en 1 semaine

Module par aspiration pour analyses de série avec cellule de circulation de 1 cm (quartz), jeu de tubes Silikor

---

### Caractéristiques

Conditions de stockage:	-17 °C à 60 °C
Débit:	1 mL/s (nominal)
Gamme de longueur d'onde:	190 - 1100 nm
Garantie:	2 ans
Hauteur:	290 mm
Humidité de stockage max.:	85 %
Humidité max. en service:	95 %
Inclus:	Module par aspiration, jeu de tubes LZV780 cellule de circulation rectangulaire de 1 cm, 160 µl
Poids:	1,6 kg