



**Be Right™**



## **Cuve rectangulaire OS Cellule d'échantillon, 50 mm, rectangulaire, en verre, 1 pièce**

**Réf. produit:** LZP269  
**EUR Prix:** Nous contacter  
**Demander un délai de livraison**

Accessoires pour spectrophotomètres/mesures spectrales de liquides en spectre visible.

---

### **Caractéristiques**

Dimensions (H x L x P):	45 mm x 12.5 mm x 52.5 mm
Longueur du chemin optique:	50 mm rectangulaire
Matériel:	Verre
Volume / taille du carton:	1 pcs 7 ml, semi-micro