



Be Right™



Testeur de pH Pocket Pro

Réf. produit: 9531000
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Écartez les incertitudes dans vos mesures.

Les testeurs Pocket Pro et Pro+ de Hach sont conçus pour fournir des résultats fiables et précis. Vous pouvez compter sur le diagnostic de performances intégré pour vous signaler le moment où vous devez nettoyer ou étalonner le capteur. Vous bénéficiez également d'une alimentation par piles remplaçables permettant une utilisation sur le terrain, ainsi que d'un grand écran LCD offrant une bonne lisibilité.

Des résultats dans lesquels vous pouvez avoir confiance

Des étapes d'étalonnage simplifiées et des fonctions de diagnostic intégrées pour les testeurs pH permettent d'éviter les tâtonnements lors de l'étalonnage du capteur afin de maintenir ce dernier dans un état optimal.

Gagner du temps et de l'argent

Des piles AAA facilement remplaçables ainsi qu'une coupelle à échantillons pratique simplifient la maintenance et les mesures.

Facilité d'utilisation

Le grand écran LCD est facile à lire, et le rétroéclairage est inclus sur les modèles Pocket Pro+, permettant ainsi d'effectuer des mesures, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Caractéristiques

Alimentation:	Piles (voir besoins en piles)
Autonomie de la batterie:	200
Besoins en batterie:	4 AAA
Échelle:	pH de 0,0 à 14,0
Étalonnage:	3 points
Exactitude:	pH de 0,1
Indice de protection IP du boîtier:	IP67
Langues de la notice:	Anglais, allemand, espagnol, français, italien
Paramètres:	pH, Temp
Plage de température:	0 à 50 °C
Résolution:	pH de 0,1
Volume d'échantillon:	7 ml

Contenu de la boîte

Inclus : testeur, 4 piles AAA, cordon, solution d'étalonnage et guide de démarrage rapide.