



Be Right™



CuVer 1 Réactif pour l'analyse du Cuivre en sachet poudre; 0,04-5,00 mg/L Cu

Réf. produit:

1418899

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en sachet de poudre avec emballage scellé pour la détermination du Cuivre selon la méthode au Bicinchoninate. Pour échantillon de 25 mL.

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Nom de la méthode:	Bicinchoninate
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8506
Paramètres:	Cuivre
Plage de mesure:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /pk