



Be Right™



AluVer 3 Réactif pour l'analyse de l'Aluminium en sachet poudre

Réf. produit:

1429099

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en sachet de poudre avec emballage scellé pour la détermination de l'Aluminium. Gamme de mesure : 0,008-0,800 mg/L Al. Selon la méthode Aluminon

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Aluminon
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8012
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /pk