



Be Right™



Réactif 3 décolorant en sachet poudre

Réf. produit:

1429449

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en sachet de poudre avec emballage scellé pour la détermination de l'Aluminium. Gamme de mesure : 0,008-0,800 mg/L Al. Selon la méthode Aluminon

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Aluminon
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8012
Paramètres:	Aluminium
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100/pk