



Be Right™



Kit de réactifs, cuivre, porphyrine, 25 mL

Réf. produit:

2242700

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Livraison en 2 semaines



Réactifs en poudre en sachet hermétique pour la détermination de cuivre, méthode par porphyrine. Pour échantillon de 25 ml.

Pour la détermination de cuivre via la méthode par porphyrine. Méthode Hach 8143. Plage : 2 - 210 µg/L Taille d'échantillon : 25 mL. Le kit de réactifs comprend : sachets de poudre de réactif de masquage pour le cuivre, sachets de poudre de réactif pour porphyrine 1 et 2 pour 100 tests.

Caractéristiques

Instrument:	DR/3000, DR/2000
Nom de la méthode:	Porphyrine
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8143
Plage de mesure:	2 - 210 µg/L
Plateforme:	Sachets de poudre