



Kit de réactifs pour le manganèse, sachets de poudre, 0,1-20,0 mg/l Mn

Réf. produit:

2430000

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination de manganèse soluble, méthode d'oxydation du périodate Pour échantillon de 10 ml. 100 tests

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000
Nom de la méthode:	Oxydation du périodate
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8034
Paramètres:	Manganèse
Plage de mesure:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Plateforme:	Sachets de poudre