



Be Right™



## Réactifs masquants pour le cuivre en sachets de poudre

**Réf. produit:** 2603449  
**EUR Prix:** Nous contacter  
**Disponible**

Réactif en poudre sous emballage scellé pour la détermination du cuivre, Méthode Porphyrine. Pour 10 ml d'échantillon.

Pour la détermination du cuivre par la méthode porphyrine. Méthode Hach 8143 Gamme: 2 - 210 pg / L Cu. Taille de l'échantillon: 10 ml  
Paquet de 100 sachets en poudre.

---

### Caractéristiques

Nom de la méthode:	Porphyrin
Nombre de tests:	100
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	/pk