



Be Right™



## ECR Réactif en sachets de poudre

**Réf. produit:** 2603849  
EUR Prix: Nous contacter  
Disponible

Réactif en poudre sous emballages scellés pour la détermination de l'Aluminium, Méthode Eriochrome Cyanine R, pour 20 ml d'échantillons

---

### Caractéristiques

Nom de la méthode:	Eriochrome Cyanine R
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8326
Paramètres:	Aluminium
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	pk

---

### Accessoires obligatoires

- ECR Solution réactif masquant (25mL SCDB) (Item 2380123)
- Réactif tampon pour l'hexaméthylènetétramine, 100 coussins de poudre (Item 2603999)