



Be Right™



Réactif Periodate de sodium en sachet de poudre pour des échantillons de 10 mL par packets de 100 sachets

Réf. produit:

2107769

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en sachet de poudre avec emballage scellé pour la détermination du Manganèse, méthode periodate à froid . Pour des échantillons de 10 ml.

Pour la détermination du manganèse par le procédé d'oxydation au periodate. Approuvé par l'EPA pour rendre compte des analyses des eaux usées (digestion nécessaire). Méthode Hach 8034. Taille de l'échantillon: 10 ml Paquet de 100 sachets de poudre.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Nom de la méthode: | Periodate Oxidation |
| Nombre de tests: | 100 |
| Plateforme: | Sachets de poudre |
| Volume / taille du carton: | 100 /pk |