



Be Right™



## Réactif CAQ 2, Sachets de Poudre, 0.2-5.0 mg/L CTAB, lot de 25 sachets en poudre

Réf. produit:

2401268

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en poudre en paquet scellé pour la détermination des Composés Ammonium Quaternaire (CAQ).

### Caractéristiques

Nom de la méthode:	Complexe binaire direct
Nombre de tests:	12.5
Numéro de méthode:	8337
Paramètres:	Composé ammonium quaternaire
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	25/pk